



WORLD



Канадская технология



**НАУЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ**

ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

СТРАТЕГИИ КОНФИГУРИРОВАНИЯ

SCIENTIFIC PRODUCTION WITH
ADVANCED TECHNOLOGY
CONFIGURATION STRATEGIES

"Зеленая энергия для устойчивого развития"

"Green Energy For Sustainability"



WORLD

Канадская технология

Производительность для вас!
Producing For You!

TTTWORLD® bir SILA Grup markasıdır



Different
Languages



Canadian Technology

На пути, который мы начали во имя здоровья и человечества в 1997 году, мы продолжаем расширять наши цели. Мы производим продукцию для всего мира и делимся своими продуктами и опытом со многими странами.

Мы производим продукцию с использованием возобновляемых источников энергии и уважаем будущие поколения

Мы верим, что делаем трудное но правильное дело.

Мы никогда не потеряем эту веру.

In the journey we embarked on for health and humanity in 1997, we continue to increase our goals. We produce for the whole world and share our products and experiences with many countries.

We produce with renewable energy sources and we respect future generations.

We believe that we are doing the hard but right thing.

We will never lose this faith.

Д-р Ихсан ШАХИН

Председатель Совета директоров/ Board Chairman



ДЕКЛАРАЦИЯ КАЧЕСТВА

DECLARATION OF QUALITY

Медицинские расходные материалы TTT WORLD® поставляются с маркировкой в виде CE в соответствии с Европейской директивой. Пробирки для забора крови, шприцы для забора газов крови и другие медицинские устройства для диагностики in vitro соответствуют Европейской директиве 98/79/EC о медицинских устройствах для диагностики In Vitro.

Наши шприцы, наборы для внутривенного вливания, иглы для взятия крови и наборы для взятия крови из скальпа являются медицинскими изделиями класса IIa, производятся в соответствии с Директивой 93/42/ЕЕС. Он соответствует Европейской директиве по медицинскому оборудованию. Вся продукция маркирована знаком CE в соответствии с вышеуказанными директивами.

Наши производственные мощности соответствуют стандартам ISO 13485:2016 и ISO

сертификаты 9001: 2015. Указанные сертификаты и декларации о соответствии могут быть высланы по запросу.

Вся наша продукция производится, упаковывается и при необходимости стерилизуется в соответствии с требованиями ISO и европейскими стандартами.

Символы, используемые на этикетках нашей продукции, описаны

в руководствах пользователя.

Сроки годности определяются после исследований стабильности

и указаны на каждой единице продукта.

TTT WORLD® medical disposables are supplied as labelled with CE mark in compliance with European Directives. Blood collection tubes, blood gas syringes and other in vitro diagnostic medical devices are in compliance with 98/79/EC European Directive on In Vitro Diagnostic Medical Devices.

Our syringes, IV sets, blood collection needles and scalp vein sets are class IIa medical devices which are produced in compliance with Directive 93/42/EEC on European Medical Devices.

All the unit products are labeled with CE mark in accordance with the abovementioned directives.


Our production facilities have ISO 13485:2016 and ISO 9001: 2015 certificates. The mentioned certificates or declarations of conformity can be forwarded upon request.

All our products are produced, packed, and sterilized if suitable, in compliance with related ISO and European standards.

The symbols used on our product labels are explained in the user manuals.

The shelf lives are determined after stability studies and indicated on each unit product.





НАША ПРОДУКЦИЯ;

OUR PRODUCTS;

Шприцы, которые мы производим на нашем заводе, изготавливаются разных размеров и с разными иглами зависимости от потребностей пользователя в соответствии с международными стандартами контроля качества.

The syringes that we produce in our factory are produced in different sizes and with different needle gauges according to the need of the user in compliance with international quality control standards.

Разновидности шприцев; *Syringe Varieties;*

Применение у человека

Human Use

- **Вакцинация**
Vaccination
- **Газы артериальной крови**
Arterial Blood Gas
- **Инсулин**
Insulin
- **Использование в стоматологии**
Dental Use

Применение в ветеринарии

Veterinary Use



Different
Languages

REFERENCE LIST OF OUR SYRINGE PRODUCTS BY NEEDLE TIPS

ТИПЫ ИГЛ / NEEDLE TYPES																							
		18G	19G	20G	21G	21G	22G	22G	23G	23G	23G	23G	24G	25G	25G	25G	26G	27G	27G	27G	30G	30G	Без иглы
		x1 1/2"	x1 1/2"	x1 1/2"	x 5/8"	x1 1/2"	x1 1/4"	x1 1/2"	x 5/8"	x 1"	x1 1/4"	x1 1/2"	x 1"	x 5/8"	x 1"	x1 1/2"	x 1/2"	x 1/2"	x1 1/2"	x 2"	x 5/16"	x 1/2"	Without Needle
		1.2x38mm	1.1x38mm	0.9x38mm	0.8x16mm	0.8x38mm	0.7x32mm	0.7x38mm	0.6x16mm	0.6x25mm	0.6x32mm	0.6x40mm	0.55x25mm	0.5x16mm	0.5x25mm	0.5x40mm	0.45x13mm	0.4x13mm	0.4x40mm	0.4x50mm	0.3x8mm	0.3x13mm	
ТИПЫ ШПРИЦЕВЫХ ИЗДЕЛИЙ / SYRINGE PRODUCT TYPES	2ml 2P	01011	01012	01013	01014	01015	01016	01017	01214	01018	01019	01224	01234	01244	01020	01254	01021	01264	01022	01023	01274	01284	01131
	5ml 2P	01024	01025	01026	01027	01028	01029	01030	01215	01031	01032	01225	01235	01245	01033	01255	01034	01265	01035	01036	01275	01285	01132
	10ml 2P	01037	01038	01039	01040	01041	01042	01043	01216	01044	01045	01226	01236	01246	01046	01256	01047	01266	01048	01049	01276	01286	01133
	20ml 2P	01050	01051	01052	01053	01054	01055	01056	01217	01057	01058	01227	01237	01247	01059	01257	01060	01267	01061	01062	01277	01287	01134
	50ml 2P	01063	01064	01065	01066	01067	01068	01069	01218	01070	01071	01228	01238	01248	01072	01258	01073	01268	01074	01075	01278	01288	01135
	2ml 3P	01076	01077	01078	01079	01003	01006	01080	01219	01081	01082	01229	01239	01249	01083	01259	01084	01269	01085	01086	01279	01289	01136
	5ml 3P	01087	01088	01089	01090	01002	01005	01091	01220	01092	01093	01230	01240	01250	01094	01260	01095	01270	01096	01097	01280	01290	01137
	10ml 3P	01098	01099	01100	01101	01001	01004	01102	01221	01103	01104	01231	01241	01251	01105	01261	01106	01271	01107	01108	01281	01291	01138
	20ml 3P	01109	01110	01111	01112	01007	01009	01113	01222	01114	01115	01232	01242	01252	01116	01262	01117	01272	01118	01119	01282	01292	01139
	50ml 3P	01120	01121	01122	01123	01008	01010	01124	01223	01125	01126	01233	01243	01253	01127	01263	01128	01273	01129	01130	01283	01293	01140
Инжектор вакцины (2ml 3P)									01207	01208				01209									01213
1ml 2P	01300	01301	01302	01303	01304	01305	01306	01307	01308	01309	01310	01311	01312	01313	01314	01315	01316	01317	01318	01319	01320	01321	
1ml 3P	01322	01323	01324	01325	01326	01327	01328	01329	01330	01331	01332	01333	01334	01335	01336	01337	01338	01339	01340	01341	01342	01343	

ИГЛЫ ДЛЯ ПОДКОЖНЫХ ИНЪЕКЦИЙ

HYPODERMIC NEEDLES

КОД ПРОДУКТА REF.NUM.	ОПИСАНИЕ DESCRIPTION	ОБЪЕМ VOLUME	ЦВЕТ COLOR TUBE SING
01141	18G x 1 1/2"	1.2x38 мм	розовый / PINK
01142	19G x 1 1/2"	1.1x38 мм	белый / WHITE
01143	20G x 1 1/2"	0.9x38 мм	желтый / YELLOW
01144	21G x 5/8"	0.8x16 мм	зеленый / GREEN
01145	21G x 1 1/2"	0.8x38 мм	зеленый / GREEN
01146	22G x 1 1/4"	0.7x32 мм	черный / BLACK
01147	22G x 1 1/2"	0.7x38 мм	черный / BLACK
01154	23G x 5/8"	0.6x16 мм	синий / BLUE
01148	23G x 1"	0.6x25 мм	синий / BLUE
01149	23G x 1 1/4"	0.6x32 мм	синий / BLUE
01155	23G x 1 1/2"	0.6x40 мм	синий / BLUE
01156	24G x 1"	0.55x25 мм	фиолетовый / PURPLE
01157	25G x 5/8"	0.5x16 мм	оранжевый / ORANGE
01150	25G x 1"	0.5x25 мм	оранжевый / ORANGE
01158	25Gx1 1/2"	0.5x40 мм	оранжевый / ORANGE
01151	26G x 1/2"	0.45x13 мм	коричневый / BROWN
01159	27G x 1/2"	0.4x13 мм	серый / GREY
01152	27G x 1 1/2"	0.4x40 мм	серый / GREY
01153	27G x 2"	0.4x50 мм	серый / GREY
01160	30G x 5/16"	0.3x8 мм	желтый / YELLOW
01161	30G x 1/2"	0.3x13 мм	желтый / YELLOW





Шприц для газов крови

ARTERIEL BLOOD GAS SYRINGES

- Стерильный.
Sterile.
- Содержит сбалансированный по электролитам гепарин.
Contains electrolyte-balanced heparin.
- Могут быть изготовлены в сухом / жидком / pulverизированном виде.
Dry / liquid / pulverised forms can be produced.
- Колпачок специальной конструкции предотвращает попадание воздуха после взятия крови.
The cap with special design prevents air contact after blood collection
- Нетоксичен / апирогенен.
Non-toxic / apyrogenic.



НАБОР ДЛЯ ВНУТРИВЕННОЙ ИНФУЗИИ

IV INFUSION SET



Наборы для внутривенных вливаний,
используемые для введения инфузионных
растворов в организм;

*IV sets used for injecting
of infusion solutions to the body are;*

- Не содержит фталатов (Phthalate-Free)
- Нетоксичный (Non-toxic)
- Апиrogenный (Apyrogen)
- Биосовместимый (Bio-compatible)

Он отличается высоким качеством и
удобством в использовании
благодаря своим возможностям и
разнообразию продукции.

*It is high quality and user-friendly with
its options and product variety.*

CE
ISO 9001,
ISO 13485

Разновидности наших стерилизованных ЭО наборов для
внутривенного вливания;

*Varieties of our EO sterilized
IV sets are,*

Стандартный (Standard)
с дыхательной трубкой (With Airway)
Светочувствительный (Light Sensitive)

с фильтром для раствора
(With Solution Filter)



Different
Languages

www.tttworld.com

НАША ПРОДУКЦИЯ

OUR PRODUCTS



Изготавливаются с механизмом регулярного контроля расхода, подходящим сырьем, защищающим от изгиба и поломок, воздушзаборником с бактериальным фильтром, иглой для подкожных инъекций и биосовместимыми и апиrogenными материалами. Они не вызывают аллергических реакций, хорошо переносятся пациентами и удобны в использовании.

Are produced with regular flow control mechanism, suitable raw material against bending and breaking, airline entrance with bacteria filter, hypodermic needle and bio-compatible and apyrogen materials. They are non-alergic, highly compliable with patient and user-friendly.



• **Передовые технологии**
Advanced technology

• **Высокое качество**
High quality

• **Большая производственная
мощность**
High Production Capacity




Different
Languages

НАБОР ДЛЯ ВНУТРИВЕННЫХ ИНФУЗИЙ



IV INFUSION SET

КОД ПРОДУКТА REF.NUM.	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА - PRODUCT NAME
03001	ИНФУЗИОННЫЙ НАБОР ВКЛ/ВЫКЛ / СВЕТОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ БЕЗ ИГЛЫ INFUSION SET ON/OFF LIGHT SENSITIVE WITHOUT NEEDLE
03002	ИНФУЗИОННЫЙ НАБОР ВКЛ/ВЫКЛ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ LUER LOCK 21G INFUSION SET ON/OFF SENSITIVE LUER LOCK 21G
03003	ИНФУЗИОННЫЙ НАБОР ВКЛ/ВЫКЛ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ LUER LOCK 18G INFUSION SET ON/OFF SENSITIVE 18G
03004	ИНФУЗИОННЫЙ НАБОР ВКЛ / ВЫКЛ SENSITIVE LUER SLIP 21G INFUSION SET ON/OFF SENSITIVE LUER SLIP 21G
03005	ИНФУЗИОННЫЙ НАБОР ВКЛ / ВЫКЛ SENSITIVE LUER SLIP 18G INFUSION SET ON/OFF SENSITIVE LUER SLIP 18G
03006	ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ К ВКЛЮЧЕНИЮ/ ВЫКЛЮЧЕНИЮ ИНФУЗИОННЫЙ НАБОР БЕЗ ИГЛЫ INFUSION SET ON/OFF SENSITIVE WITHOUT NEEDLE
03008	ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ ИНФУЗИОННОГО НАБОРА БЕЗ ИГЛЫ INFUSION SET ON/OFF WITHOUT NEEDLE
03009	ИНФУЗИОННЫЙ НАБОР ВКЛ/ВЫКЛ LUER LOCK 21G INFUSION SET ON/OFF LUER LOCK 21G
03010	ИНФУЗИОННЫЙ НАБОР ВКЛ/ВЫКЛ LUER LOCK 18G INFUSION SET ON/OFF LUER LOCK 18G
03011	НАБОР ДЛЯ ИНФУЗИЙ ВКЛ /ВЫКЛ LUER SLIP 21G INFUSION SET ON/OFF LUER SLIP 21G
03012	НАБОР ДЛЯ ИНФУЗИЙ ВКЛ/ВЫКЛ LUER SLIP 18G INFUSION SET ON/OFF LUER SLIP 18G
03013	ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ ИНФУЗИОННОГО НАБОРА РАСТВОР ФИЛЬТРУЕТСЯ БЕЗ ИГЛЫ INFUSION SET ON/OFF SOLUTION FILTERED WITHOUT NEEDLE
03014	ИНФУЗИОННЫЙ НАБОР ВКЛ/ВЫКЛ РАСТВОР ФИЛЬТРОВАННЫЙ LUER LOCK 21G INFUSION SET ON/OFF SOLUTION FILTERED LUER LOCK 21G



www.tttworld.com


Different
Languages

НАБОР ДЛЯ ВНУТРИВЕННОЙ ИНФУЗИИ

IV INFUSION SET




КОД ПРОДУКТА REF.NUM.	НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА- PRODUCT NAME
03015	ФИЛЬТР ДЛЯ ИНФУЗИОННОГО РАСТВОРА LUER LOCK 18G <i>INFUSION SET/OFF SOLUTION FILTER LUER LOCK 18G</i>
03016	ФИЛЬТР ДЛЯ ИНФУЗИОННОГО РАСТВОРА LUER LOCK 21G <i>INFUSION SET/OFF SOLUTION FILTER LUER LOCK 21G</i>
03017	ФИЛЬТР ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАСТВОРА ДЛЯ ИНФУЗИЙ LUER SLIP 18G <i>INFUSION SET/OFF SOLUTION FILTER LUER SLIP 18G</i>
03018	ИНФУЗИОННЫЙ НАБОР БЕЗ ИГЛЫ ДЛЯ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ <i>INFUSION SET WITHOUT AIRWAY NEEDLE</i>
03019	ИНФУЗИОННЫЙ НАБОР БЕЗ ВОЗДУШНОЙ ТРУБКИ LUER SLIP 21G <i>INFUSION SET WITHOUT AIRWAY LUER LOCK 21G</i>
03020	ИНФУЗИОННЫЙ НАБОР БЕЗ ВОЗДУШНОЙ ТРУБКИ LUER SLIP 18G <i>INFUSION SET WITHOUT AIRWAY LUER LOCK 18G</i>
03021	ИНФУЗИОННЫЙ НАБОР БЕЗ ВОЗДУШНОЙ ТРУБКИ LUER SLIP 21G <i>INFUSION SET WITHOUT AIRWAY LUER SLIP 21G</i>
03022	ИНФУЗИОННЫЙ НАБОР БЕЗ ВОЗДУШНОЙ ТРУБКИ LUER SLIP 18G <i>INFUSION SET WITHOUT AIRWAY LUER SLIP 18G</i>
03023	ИНФУЗИОННЫЙ НАБОР С ИГЛОЙ ДЛЯ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ <i>INFUSION SET WITH AIRWAY NEEDLE</i>
03024	ИНФУЗИОННЫЙ НАБОР С ЗАМКОВ LUER 21G <i>INFUSION SET WITH AIRWAY LUERLOCK 21G</i>
03025	ИНФУЗИОННЫЙ НАБОР С ЗАМКОВ LUER 18G <i>INFUSION SET WITH AIRWAY LUER LOCK 18G</i>
03026	ИНФУЗИОННЫЙ НАБОР С ЗАМКОВ LUER SLIP 21G <i>INFUSION SET WITH AIRWAY LUER SLIP 21G</i>



Different
Languages

НАБОР ДЛЯ ВНУТРИВЕННОЙ ИНФУЗИИ

IV INFUSION SET



Different
Languages

КОД ПРОДУКТА REF.NUM.	НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА- PRODUCT NAME
03027	ИНФУЗИОННЫЙ НАБОР С ВОЗДУШНОЙ ТРУБКОЙ LUER SLIP 18G INFUSION SET WITH AIRWAY LUER SLIP 18G
03028	ИНФУЗИОННЫЙ НАБОР С ФИЛЬТРОМ ДЛЯ РАСТВОРА БЕЗ ВОЗДУХА И ИГЛЫ INFUSION SET WITH SOLUTION FILTER WITHOUT AIR AND NEEDLE
03029	ИНФУЗИОННЫЙ НАБОР С БЕЗВОЗДУШНЫМ ФИЛЬТРОМ ДЛЯ РАСТВОРА LUER LOCK 21G INFUSION SET WITH SOLUTION FILTER AIRLESS LUER LOCK 21G
03030	ИНФУЗИОННЫЙ НАБОР С БЕЗВОЗДУШНЫМ ФИЛЬТРОМ ДЛЯ РАСТВОРА LUER LOCK 18G INFUSION SET WITH SOLUTION FILTER AIRLESS LUER LOCK 18G
03031	ИНФУЗИОННЫЙ НАБОР С БЕЗВОЗДУШНЫМ ФИЛЬТРОМ ДЛЯ РАСТВОРА LUER SLIP 21G INFUSION SET WITH SOLUTION FILTER AIRLESS LUER SLIP 21G
03032	ИНФУЗИОННЫЙ НАБОР С БЕЗВОЗДУШНЫМ ФИЛЬТРОМ ДЛЯ РАСТВОРА LUER SLIP 18G INFUSION SET WITH SOLUTION FILTER AIRLESS LUER SLIP 18G
03033	ИНФУЗИОННЫЙ НАБОР С ФИЛЬТРОМ ДЛЯ РАСТВОРА, БЕЗ ВОЗДУШНОЙ ИГЛЫ INFUSION SET WITH SOLUTION FILTER AIRWAY WITHOUT NEEDLE
03034	ИНФУЗИОННЫЙ НАБОР С ФИЛЬТРОМ ДЛЯ РАСТВОРА ВОЗДУШНАЯ ТРУБКА БЕЗ ИГЛЫ/ СВОБОДНЫМ ЗАМКОВ LUER LOCK 21G INFUSION SET WITH SOLUTION FILTER AIRWAY NEEDLE/ FREE LUER LOCK 21G
03035	ИНФУЗИОННЫЙ НАБОР С ФИЛЬТРОМ ДЛЯ РАСТВОРА, С ВОЗДУШНОЙ ИГЛОЙ / СВОБОДНЫМ ЗАМКОВ LUER LOCK 18G INFUSION SET WITH SOLUTION FILTER AIRWAY NEEDLE/ FREE LUER LOCK 18G
03036	ИНФУЗИОННЫЙ НАБОР С ФИЛЬТРОМ ДЛЯ РАСТВОРА, С ВОЗДУШНОЙ ИГЛОЙ / СВОБОДНЫМ ЗАМКОВ LUER LOCK 21G INFUSION SET WITH SOLUTION FILTER AIRWAY NEEDLE/ FREE LUER SLIP 21G
03037	ИНФУЗИОННЫЙ НАБОР С ФИЛЬТРОМ ДЛЯ РАСТВОРА, С ВОЗДУШНОЙ ИГЛОЙ / СВОБОДНЫМ ЗАМКОВ LUER LOCK 18G INFUSION SET WITH SOLUTION FILTER AIRWAY NEEDLE/ FREE LUER SLIP 18G
03039	ИНФУЗИОННЫЙ НАБОР Y-PORT LUER LOCK 21G С ИГЛОЙ INFUSION SET Y-PORT LUER LOCK 21G WITH NEEDLE
03040	ИНФУЗИОННЫЙ НАБОР Y-PORT LUER LOCK 18G С ИГЛОЙ INFUSION SET Y-PORT LUER LOCK 18G WITH NEEDLE
03041	ИНФУЗИОННЫЙ НАБОР Y-PORT LUER SLIP 21G С ИГЛОЙ INFUSION SET Y-PORT LUER SLIP 21G WITH NEEDLE
03042	ИНФУЗИОННЫЙ НАБОР Y-PORT LUER SLIP 18G С ИГЛОЙ INFUSION SET Y-PORT LUER SLIP 18G WITH NEEDLE
03043	ИНФУЗИОННЫЙ НАБОР Y-PORT БЕЗ ИГЛЫ INFUSION SET Y-PORT WITHOUT NEEDLE



www.tttworld.com



ВАКУУМНЫЕ ПРОБИРКИ ДЛЯ СБОРА КРОВИ



VACUUM BLOOD COLLECTION TUBES

TTT WORLD®

Наши вакуумные пробирки для забора крови соответствуют национальным и международным рекомендациям флеботомии по сбору крови и производятся в соответствии с цветовыми стандартами.

TTT WORLD®

Blood collection tubes should be used in accordance with national and international phlebotomy blood collection guidelines.

Передовые технологии
Advanced technology

Высокое качество
High quality

Большая производственная мощность
High Production Capacity



Different
Languages



ДЕТСКИЕ ВАКУУМНЫЕ ПРОБИРКИ ДЛЯ ЗАБОРА КРОВИ



PEDIATRIC VACUUM BLOOD COLLECTION TUBES



Different
Languages

- Мини-пробирки для забора капиллярной крови используются в педиатрии.
Mini Capillary Blood Collection Tubes are used for pediatric blood sampling.
- Пробирки удобны, эргономичны и полезны как для пациента, так и для практикующего врача.
Tubes are comfortable, ergonomic and useful for both patient and practitioner.
- Выпускаются все варианты объемов.
All volume variants are produced.



ОПИСАНИЕ / DESCIRPTION	ОБЪЕМ/ VOLUME
ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ EDTA K2 PEDIATRIC EDTA K2	0,5 мл / 1 мл
ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ ГЕЛЬ С АКТИВАТОРОМ СВЕРТЫВАНИЯ КРОВИ PEDIATRIC GEL +WITH CLOT ACTIVATOR	0,5 мл / 1 мл
РПЕДИАТРИЧЕСКИЙ ГЕПАРИНОВЫЙ ЛИТИЙ PEDITRIC LITHIUM HEPARIN	0,5 мл / 1 мл

K2 EDTA



ПРОБИРКИ ДЛЯ ВЗЯТИЯ КРОВИ K2 EDTA

K2 EDTA BLOOD COLLECTION TUBES



- Внутренние поверхности пробирок покрыты K2 EDTA
They inner surfaces of the tubes are coated with K2 EDTA
- K2 ЭДТА может выпускаться как с гелем, так и без него.
K2 EDTA can be produced with or without gel.
- Производятся все варианты объемов.
All volume variants are produced.
- Может выпускаться как со штрихкодом, так и без него.
Can be produced with or without a barcode.

КОД ПРОДУКТА REF.NUM.	ЦВЕТ КОЛПАЧКА: ФИОЛЕТОВЫЙ/ CAP COLOR: PURPLE				СРОК ГОДНОСТИ ПРИ ХРАНЕНИИ SHELF LIFE
	ОПИСАНИЕ DESCIRPTION	ОБЪЕМ VOLUME	РАЗМЕР ПРОБИРКИ TUBE SIZE	СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	
2201	3 мл K ₂ EDTA	3.0 мл	13x75	K ₂ EDTA	16 месяцев
2202	2 мл K ₂ EDTA	2.0 мл	13x75	K ₂ EDTA	15 месяцев
2203	1 мл K ₂ EDTA	1.0 мл	13x75	K ₂ EDTA	15 месяцев
2204	3.5 мл K ₂ EDTA	3.5 мл	13x75	K ₂ EDTA	16 месяцев
2205	4 мл K ₂ EDTA	4.0 мл	13x75	K ₂ EDTA	16 месяцев
2206	4.5 мл K ₂ EDTA	4.5 мл	13x75	K ₂ EDTA	16 месяцев
2207	4.5 мл K ₂ EDTA	4.5 мл	13x100	K ₂ EDTA	17 месяцев
2208	6 мл K ₂ EDTA	6.0 мл	13x100	K ₂ EDTA	17 месяцев
2224	8 мл K ₂ EDTA	8.0 мл	16x100	K ₂ EDTA	24 месяцев
2221	10 мл K ₂ EDTA	10.0 мл	16x100	K ₂ EDTA	24 месяцев
2209	3 мл K ₂ EDTA+ГЕЛЬ	3.0 мл	13x75	ГЕЛЬ+ K ₂ EDTA	16 месяцев
2210	4 мл K ₂ EDTA+ГЕЛЬ	4.0 мл	13x75	ГЕЛЬ+ K ₂ EDTA	16 месяцев
2225	4,5 мл K ₂ EDTA+ГЕЛЬ	4.5 мл	13x100	ГЕЛЬ+ K ₂ EDTA	17 месяцев
2211	5 мл K ₂ EDTA+ГЕЛЬ	5.0 мл	13x100	ГЕЛЬ+ K ₂ EDTA	17 месяцев
2223	8 мл K ₂ EDTA+ГЕЛЬ	8.0мл	16x100	ГЕЛЬ+ K ₂ EDTA	24 месяцев
2925	0.5 мл K ₂ EDTA Микро пробирка	0.5 мл	10x45	K ₂ EDTA	24 месяцев
2926	1.0 мл K ₂ EDTA Микро пробирка	1.0 мл	10x45	K ₂ EDTA	24 месяцев
2938	2 мл K ₂ EDTA C предварительным штрих-кодом	2.0 мл	13x75	K ₂ EDTA	15 месяцев
2939	3 мл K ₂ EDTA C предварительным штрих-кодом	3.0 мл	13x75	K ₂ EDTA	16 месяцев
2226	4 мл K ₂ EDTA C предварительным штрих-кодом	4.0 мл	13x75	K ₂ EDTA	16 месяцев

K3 EDTA



ПРОБИРКИ ДЛЯ ВЗЯТИЯ КРОВИ K3 EDTA

K3 EDTA BLOOD COLLECTION TUBES



Different
Languages



- Выпускаются все варианты объемов.
Produced in various volumes.
- Может выпускаться как со штрихкодом, так и без него.
Can be produced with or without a barcode.
- Приготовлено путем распыления K3 EDTA на внутреннюю поверхность пробирок.
The inner surfaces of the tubes are coated with K3 EDTA

КОД ПРОДУКТА REF.NUM.	ЦВЕТ КОЛПАЧКА: ФИОЛЕТОВЫЙ/ CAP COLOR: PURPLE				СРОК ГОДНОСТИ ПРИ ХРАНЕНИИ SHELF LIFE
	ОПИСАНИЕ DESCIRPTION	ОБЪЕМ VOLUME	РАЗМЕР ПРОБИРКИ TUBE SIZE	СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	
2212	1 мл K ₃ EDTA	1.0 мл	13x75	K ₃ EDTA	15 месяцев
2213	2 мл K ₃ EDTA	2.0 мл	13x75	K ₃ EDTA	15 месяцев
2214	3 мл K ₃ EDTA	3.0 мл	13x75	K ₃ EDTA	16 месяцев
2215	3.5 мл K ₃ EDTA	3.5 мл	13x75	K ₃ EDTA	16 месяцев
2216	4 мл K ₃ EDTA	4.0 мл	13x75	K ₃ EDTA	16 месяцев
2217	4.5 мл K ₃ EDTA	4.5 мл	13x75	K ₃ EDTA	16 месяцев
2218	4.5 мл K ₃ EDTA	4.5 мл	13x100	K ₃ EDTA	17 месяцев
2219	5 мл K ₃ EDTA	5.0 мл	13x100	K ₃ EDTA	17 месяцев
2220	6 мл K ₃ EDTA	6.0 мл	13x100	K ₃ EDTA	17 месяцев
2222	9 мл K ₃ EDTA	9.0 мл	16x100	K ₃ EDTA	24 месяцев
2927	0.5 мл K ₃ EDTA Микро пробирка	0.5 мл	10x45	K ₃ EDTA	24 месяцев
2928	1.0 мл K ₃ EDTA Микро пробирка	1.0 мл	10x45	K ₃ EDTA	24 месяцев



ТЮБИКИ С ГЕЛЕМ И АКТИВАТОРОМ СВЕРТЫВАНИЯ КРОВИ

TUBES WITH GEL AND BLOOD CLOT ACTIVATOR



Different Languages

КОД ПРОДУКТА REF.NUM.	ЦВЕТ КОЛПАЧКА: ЖЕЛТЫЙ / CAP COLOR: YELLOW				РАФ ÖMRÜ SHELF LIFE
	ОПИСАНИЕ DESCIRPTION	ОБЪЕМ VOLUME	РАЗМЕР ПРОБИРКИ TUBE SIZE	İСОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	
2101	5 мл Сыворотка ГЕЛЬ	5.0 мл	13x100	ГЕЛЬ+активатор сгустка	18 месяцев
2102	3.5 ml Сыворотка ГЕЛЬ	3.5 мл	13x75	ГЕЛЬ+активатор сгустка	18 месяцев
2103	4 ml Сыворотка ГЕЛЬ	4.0 ml	13x75	ГЕЛЬ+активатор сгустка	18 месяцев
2109	4 ml Сыворотка ГЕЛЬ	4.0 мл	13x100	ГЕЛЬ+активатор сгустка	18 месяцев
2110	5 ml Сыворотка ГЕЛЬ	5.0 мл	13x100	ГЕЛЬ+активатор сгустка	18 месяцев
2104	2 ml Сыворотка ГЕЛЬ	2.0 мл	13x75	ГЕЛЬ+активатор сгустка	12 месяцев
2111	2.5 ml Сыворотка ГЕЛЬ	2.5 мл	13x75	ГЕЛЬ+активатор сгустка	12 месяцев
2105	5.5 ml Сыворотка ГЕЛЬ	5.5 мл	13x100	ГЕЛЬ+активатор сгустка	18 месяцев
2106	8 ml Сыворотка ГЕЛЬ	8.0 мл	16x100	ГЕЛЬ+активатор сгустка	18 месяцев
2107	7 ml Сыворотка ГЕЛЬ	7.0 мл	16x100	ГЕЛЬ+активатор сгустка	18 месяцев
2112	7.5 ml Сыворотка ГЕЛЬ	7.5 мл	16x100	ГЕЛЬ+активатор сгустка	18 месяцев
2113	8.5 ml Сыворотка ГЕЛЬ	8.5 мл	16x100	ГЕЛЬ+активатор сгустка	18 месяцев
2108	9 ml Сыворотка ГЕЛЬ	9.0 мл	16x100	ГЕЛЬ+активатор сгустка	18 месяцев
2923	0,5 мл Сыворотка Микро пробирка	0.5 мл	10x45	ГЕЛЬ+активатор сгустка	24 месяцев
2924	1,0 мл Сыворотка Микро пробирка	1.0 мл	10x45	ГЕЛЬ+активатор сгустка	24 месяцев
2937	5 мл Сыворотка ГЕЛЬ С предварительным штрих-кодом	5.0 мл	13x100	ГЕЛЬ+активатор сгустка	18 месяцев



ТЮБИКИ С ГЕЛЕМ И АКТИВАТОРОМ СВЕРТЫВАНИЯ КРОВИ

TUBES WITH GEL AND BLOOD CLOT ACTIVATOR

Используется для клинических биохимических и иммунологических серологических тестов.
Used for clinical biochemistry and immunology serology tests.

Выпускаются все варианты объемов.
All volume variants are produced.

С помощью геля создается барьер между сывороткой, образующейся при центрифугировании. Гель образует барьер между ними.
With the gel, a barrier is created between the serum formed upon centrifugation. The gel forms a barrier in between.

Внутренняя поверхность пробирки покрыта распыляемым и высушенным активатором сгустка для ускорения свертывания крови.
The inner surface of the tube is coated with the sprayed and dried clot activator to accelerate clotting.

Может выпускаться как со штрихкодом, так и без него.
Can be produced with or without a barcode.



Different
Languages

ПРОБИРКИ С ЦИТРАТОМ НАТРИЯ ДЛЯ КОАГУЛЯЦИИ

%3.2 (0.109 MOL/L)



COAGULATION SODIUM CITRATE %3.2 (0.109 mol/L) TUBES

- Объем заполнения пробирки регулируется для получения соотношения 9:1 (кровь: цитрат).
The fill volume of the tube is adjusted to obtain a 9:1 ratio (blood:citrate).
 - Пробирки для цитратной коагуляции изготавливаются с двумя различными концентрациями забуференных растворов цитрата натрия: 0,109 моль/л (3,2%) и 0,129 моль/л (3,8%).
Citrate coagulation tubes are produced with two different values of buffered sodium citrate solutions as 0.109 mol/L (3.2%) and 0.129 mol/L (3.8%).
 - Пробирки с цитратом натрия часто используются для тестов на коагуляцию.
Sodium citrate tubes are often used for coagulation tests.
- Цитрат натрия предотвращает свертывание крови, связывая ионы кальция.
Sodium citrate prevents blood clotting by binding the calcium ions.
 - В соответствии с международными стандартами, они изготавливаются двухслойными. Внутренний слой трубки изготавливается из полипропилена, наружный слой - из полиэтилентерефталата (ПЭТ)
In compliance with the international standards, they are produced with double layers. The inner layer of the tube is made from polypropylene, the outer layer of the tube is made from polyethylene terephthalate (PET).

КОД ПРОДУКТА REF.NUM.	ЦВЕТ КОЛПАЧКА: СИНИЙ/ CAP COLOR: BLUE				СРОК ГОДНОСТИ ПРИ ХРАНЕНИИ SHELF LIFE
	ОПИСАНИЕ DESCIRPTION	ОБЪЕМ VOLUME	РАЗМЕР ПРОБИРКИ TUBE SIZE	СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	
2401	2.7 мл %3.2 итрата натрия	2.7 мл	13x75	9NC итрата натрия %3.2 (0.109M)	9 месяцев
2402	1.8 мл %3.2 итрата натрия	1.8 мл	13x75	9NC итрата натрия %3.2 (0.109M)	6 месяцев
2403	2.0 мл %3.2 итрата натрия	2.0 мл	13x75	9NC итрата натрия %3.2 (0.109M)	6 месяцев
2404	2.5 мл %3.2 итрата натрия	2.5 мл	13x75	9NC итрата натрия %3.2 (0.109M)	6 месяцев
2405	0.9 мл %3.2 итрата натрия	0.9 мл	13x75	9NC итрата натрия %3.2 (0.109M)	6 месяцев
2406	3.0 мл %3.2 итрата натрия	3.0 мл	13x75	9NC итрата натрия %3.2 (0.109M)	9 месяцев
2407	3.6 мл %3.2 итрата натрия	3.6 мл	13x75	9NC итрата натрия %3.2 (0.109M)	9 месяцев
2408	4.0 мл %3.2 итрата натрия	4.0 мл	13x75	9NC итрата натрия %3.2 (0.109M)	9 месяцев
2409	4.5 мл %3.2 итрата натрия	4.5 мл	13x75	9NC итрата натрия %3.2 (0.109M)	18 месяцев
2410	4.5 мл %3.2 итрата натрия	4.5 мл	13x100	9NC итрата натрия %3.2 (0.109M)	18 месяцев
2411	5.0 мл %3.2 итрата натрия	5.0 мл	13x100	9NC итрата натрия %3.2 (0.109M)	18 месяцев
2412	6.0 мл %3.2 итрата натрия	6.0 мл	13x100	9NC итрата натрия %3.2 (0.109M)	18 месяцев
2940	1.8 мл %3.2 итрата натрия Предварительное штриховое кодирование	1.8 мл	13x75	9NC итрата натрия %3.2 (0.109M)	6 месяцев

ПРОБИРКИ С ЦИТРАТОМ НАТРИЯ ДЛЯ КОАГУЛЯЦИИ

%3.8 (0,129 моль/л)



COAGULATION SODIUM CITRATE %3.8 (0.129 mol/L) TUBES



Different
Languages

- Их готовят путем распыления 0,129 моль/л (3,8%) буферного раствора цитрата натрия на внутреннюю поверхность пробирок в определенном количестве.
They are prepared by spraying 0.129 mol/L (3.8%) buffered sodium citrate solution on the inner surface of the tubes, with the amount determined.
- Может выпускаться как со штрихкодом, так и без него.
Can be produced with or without a barcode.
- Производятся все варианты объемов.
All volume variants are produced.



ЦВЕТ КОЛПАЧКА: СИНИЙ/ CAP COLOR: BLUE					
КОД ПРОДУКТА REF.NUM.	ОПИСАНИЕ DESCRIPTION	ОБЪЕМ VOLUME	РАЗМЕР ПРОБИРКИ TUBE SIZE	СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	СРОК ГОДНОСТИ ПРИ ХРАНЕНИИ SHELF LIFE
2413	1.8 мл %3.8 цитрата натрия	1.8 мл	13x75	9NC цитрата натрия %3.8 (0.129M)	6 месяцев
2414	2.0 мл %3.8 цитрата натрия	2.0 мл	13x75	9NC цитрата натрия %3.8 (0.129M)	6 месяцев
2415	2.5 мл %3.8 цитрата натрия	2.5 мл	13x75	9NC цитрата натрия %3.8 (0.129M)	6 месяцев
2416	2.7 мл %3.8 цитрата натрия	2.7 мл	13x75	9NC цитрата натрия %3.8 (0.129M)	9 месяцев
2417	3.0 мл %3.8 цитрата натрия	3.0 мл	13x75	9NC цитрата натрия %3.8 (0.129M)	9 месяцев
2418	3.5 мл %3.8 цитрата натрия	3.5 мл	13x75	9NC цитрата натрия %3.8 (0.129M)	9 месяцев
2419	4.0 мл %3.8 цитрата натрия	4.0 мл	13x75	9NC цитрата натрия %3.8 (0.129M)	9 месяцев
2420	4.5 мл %3.8 цитрата натрия	4.5 мл	13x75	9NC цитрата натрия %3.8 (0.129M)	18 месяцев
2421	4.5 мл %3.8 цитрата натрия	4.5 мл	13x100	9NC цитрата натрия %3.8 (0.129M)	18 месяцев

ПРОБИРКИ ДЛЯ СБОРА КРОВИ С ЛИТИЕМ И ГЕПАРИНОМ

LITHIUM HEPARIN BLOOD COLLECTION TUBES

- Внутренние поверхности пробирок покрыты литиевым гепарином
The inner surfaces of the tubes are with lithium heparin.
- Производятся литиево-гепариновые пробирки варианты с гелем для тубиков и без него.
Lithium Heparin tubes are produced with/without the tubes gel variations.
- Может выпускаться как со штрихкодом, так и без него.
Can be produced with or without a barcode.



КОД ПРОДУКТА REF.NUM.	ЦВЕТ КОЛПАЧКА: ЗЕЛЕНый / CAP COLOR: GREEN				СРОК ГОДНОСТИ ПРИ ХРАНЕНИИ SHELF LIFE
	ОПИСАНИЕ DESCIRPTION	ОБЪЕМ VOLUME	РАЗМЕР ПРОБИРКИ TUBE SIZE	СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	
2319	1 мл Ли-Гепарин	1.0 мл	13x75	ЛГ / Литиевый гепарин	11 месяцев
2301	2 мл Ли-Гепарин	2.0 мл	13x75	ЛГ / Литиевый гепарин	11 месяцев
2311	3 мл Ли-Гепарин	3.0 мл	13x75	ЛГ / Литиевый гепарин	16 месяцев
2320	3.5 мл Ли-Гепарин	3.5 мл	13x75	ЛГ / Литиевый гепарин	16 месяцев
2302	4 мл Ли-Гепарин	4.0 мл	13x75	ЛГ / Литиевый гепарин	16 месяцев
2321	4.5 мл Ли-Гепарин	4.5 мл	13x100	ЛГ / Литиевый гепарин	17 месяцев
2322	5 мл Ли-Гепарин	5.0 мл	13x100	ЛГ / Литиевый гепарин	17 месяцев
2303	6 мл Ли-Гепарин	6.0 мл	13x100	ЛГ / Литиевый гепарин	17 месяцев
2323	6 мл Ли-Гепарин	6.0 мл	16x100	ЛГ / Литиевый гепарин	24 месяцев
2312	7 мл Ли-Гепарин	7.0 мл	16x100	ЛГ / Литиевый гепарин	24 месяцев
2313	8 мл Ли-Гепарин	8.0 мл	16x100	ЛГ / Литиевый гепарин	24 месяцев
2314	9 мл Ли-Гепарин	9.0 мл	16x100	ЛГ / Литиевый гепарин	24 месяцев
2315	10 мл Ли-Гепарин	10.0 мл	16x100	ЛГ / Литиевый гепарин	24 месяцев
2304	3 мл Ли-Гепарин+ГЕЛЬ	3.0 мл	13x75	ГЕЛЬ+ЛГ / Литиевый гепарин	16 месяцев
2324	3.5 мл Ли-Гепарин+ГЕЛЬ	3.5 мл	13x75	ГЕЛЬ+ЛГ / Литиевый гепарин	17 месяцев
2305	3.5 мл Ли-Гепарин+ГЕЛЬ	3.5 мл	13x100	ГЕЛЬ+ЛГ / Литиевый гепарин	17 месяцев
2306	4.5 мл Ли-Гепарин+ГЕЛЬ	4.5 мл	13x100	ГЕЛЬ+ЛГ / Литиевый гепарин	17 месяцев
2307	5 мл Ли-Гепарин+ГЕЛЬ	5.0 мл	13x100	ГЕЛЬ+ЛГ / Литиевый гепарин	17 месяцев
2316	8 мл Ли-Гепарин+ГЕЛЬ	8.0 мл	16x100	ГЕЛЬ+ЛГ / Литиевый гепарин	24 месяцев
2929	0,5 мл Ли-Гепарин Микро Пробирка	0.5 мл	10x45	ГЕЛЬ+ЛГ / Литиевый гепарин	24 месяцев
2930	1,0 мл Ли-Гепарин Микро Пробирка	1.0 мл	10x45	ГЕЛЬ+ЛГ / Литиевый гепарин	24 месяцев
2942	4,5 мл Ли-Гепарин+ГЕЛЬ с предварительным штрих-кодом	4.5 мл	13x100	ГЕЛЬ+ЛГ / Литиевый гепарин	17 месяцев
2943	5 мл Ли-Гепарин+ГЕЛЬ	5.0 мл	13x100	ГЕЛЬ+ЛГ / Литиевый гепарин	17 месяцев



ПРОБИРКИ ДЛЯ СБОРА КРОВИ С ГЕПАРИНОМ НАТРИЯ

SODIUM HEPARIN BLOOD COLLECTION TUBES

- Производятся все варианты объемов.
All volume variants are produced.
- Может выпускаться как со штрихкодом, так и без него.
Can be produced with or without a barcode.
- Внутренние поверхности трубок покрыты гепарином натрия.
The inner surfaces of the tubes are coated with sodium heparin.



КОД ПРОДУКТА REF.NUM.	ЦВЕТ КОЛПАЧКА: ЗЕЛЕНый / CAP COLOR: GREEN				
	ОПИСАНИЕ DESCIRPTION	ОБЪЕМ VOLUME	РАЗМЕР ПРОБИРКИ TUBE SIZE	СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	СРОК ГОДНОСТИ ПРИ ХРАНЕНИИ SHELF LIFE
2308	2 мл На-гепарина	2.0 мл	13x75	НН/Гепарин натрия	11 месяцев
2309	4 мл На-гепарина	4.0 мл	13x75	НН/Гепарин натрия	16 месяцев
2310	6 мл На-гепарина	6.0 мл	13x100	НН/Гепарин натрия	17 месяцев
2317	8 мл На-гепарина	8.0 мл	16x100	НН/Гепарин натрия	24 месяцев
2318	9 мл На-гепарина	9.0 мл	16x100	НН/Гепарин натрия	24 месяцев





ПРОБИРКИ ДЛЯ СБОРА КРОВИ С АКТИВАТОРОМ СВЕРТЫВАНИЯ

BLOOD COLLECTION TUBES WITH CLOT ACTIVATOR

- Может выпускаться как со штрихкодом, так и без него
Can be produced with or without a barcode.
- Производятся все варианты объемов.
All volume variants are produced.
- Внутренние поверхности пробирок покрыты распыленным и высушенным активатором свертывания крови для ускорения коагуляции.
The inner surfaces of the tubes are coated with the sprayed and dried blood clot activator to accelerate coagulation.



Different Languages



КОД ПРОДУКТА REF.NUM.	ЦВЕТ КОЛПАЧКА: КРАСНЫЙ / CAP COLOR: RED				СРОК ГОДНОСТИ ПРИ ХРАНЕНИИ SHELF LIFE
	ОПИСАНИЕ DESCIRPTION	ОБЪЕМ VOLUME	РАЗМЕР ПРОБИРКИ TUBE SIZE	СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	
2601	1 мл Utp CAT	1.0 мл	13x75	Активатор сгустка	16 месяцев
2602	2 мл Utp CAT	2.0 мл	13x75	Активатор сгустка	16 месяцев
2603	3 мл Utp CAT	3.0 мл	13x75	Активатор сгустка	16 месяцев
2604	4 мл Utp CAT	4.0 мл	13x75	Активатор сгустка	16 месяцев
2605	4 мл Utp CAT	4.0 мл	13x100	Активатор сгустка	17 месяцев
2606	5 мл Utp CAT	5.0 мл	13x100	Активатор сгустка	17 месяцев
2607	6 мл Utp CAT	6.0 мл	13x100	Активатор сгустка	17 месяцев
2614	7 мл Utp CAT	7.0 мл	16x100	Активатор сгустка	24 месяцев
2615	8 мл Utp CAT	8.0 мл	16x100	Активатор сгустка	24 месяцев
2616	9 мл Utp CAT	9.0 мл	16x100	Активатор сгустка	24 месяцев
2617	10 мл Utp CAT	10.0 мл	16x100	Активатор сгустка	24 месяцев
2945	3 мл с предварительным штрих-кодом	3.0 мл	13x75	Активатор сгустка	16 месяцев




SODIUM FLUORIDE AND POTASSIUM OXALATE
BLOOD COLLECTION TUBES



Different
Languages

- Может выпускаться как со штрихкодом, так и без него.
Can be produced with or without a barcode.
- Производятся все варианты объемов.
All volume variants are produced.
- Внутренняя поверхность пробирок была подготовлена путем распыления оксалата калия/фторида натрия.
The inner surface of the tubes was prepared by spraying Potassium Oxalate/Sodium Fluoride.
- Фторид натрия используется для предотвращения гликолиза в крови.
Sodium fluoride is used to prevent glycolysis in the blood.



ЦВЕТ КОЛПАЧКА: СЕРЫЙ / CAP COLOR: GREY					
ÜRÜN KODU REF.NUM.	ОПИСАНИЕ DESCIRPTION	ОБЪЕМ VOLUME	РАЗМЕР ПРОБИРКИ TUBE SIZE	СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	СРОК ГОДНОСТИ ПРИ ХРАНЕНИИ SHELF LIFE
02501	2 мл FX	2.0 мл	13x75	Фторид натрия и калий Оксалат	16 месяцев
02502	4 мл FX	4.0 мл	13x75	Фторид натрия и калий Оксалат	16 месяцев
02503	5.5 мл FX	5.5 мл	13x100	Фторид натрия и калий Оксалат	16 месяцев
02941	2 мл FX с предварительным штрих-кодом	2.0 мл	13x75	Фторид натрия и калий Оксалат	16 месяцев
02504	2 мл Naf Na2	2.0 мл	13x75	Фторид натрия и натрий EDTA	16 месяцев
02505	4 мл NaF Na ₂ EDTA	4.0 мл	13x75	Фторид натрия и натрий EDTA	16 месяцев



ПРОБИРКИ С МИКРОЭЛЕМЕНТАМИ

TRACE ELEMENT TUBES

- Производятся все варианты объемов.
All volume variants are produced.
- Он используется при определении содержания микроэлементов.
It is used in the determination of trace elements.
- Может выпускаться как со штрихкодом, так и без него.
Can be produced with or without a barcode.



ЦВЕТ КОЛПАЧКА: ТЕМНО-СИНИЙ / CAP COLOR: NAVY BLUE					
КОД ПРОДУКТА REF.NUM.	ОПИСАНИЕ DESCIRPTION	ОБЪЕМ VOLUME	РАЗМЕР ПРОБИРКИ TUBE SIZE	СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	СРОК ГОДНОСТИ ПРИ ХРАНЕНИИ SHELF LIFE
2905	6,0 мл K2EDTA	6.0 мл	13x100	K2EDTA 10,8 мг	17 месяцев
2952	2,0 мл сгустка	2.0 мл	13x75	Активатор тромбообразования	16 месяцев
2954	3,0 мл сгустка	3.0 мл	13x75	Активатор тромбообразования	16 месяцев
2944	3,0 мл Сгусток с предварительным штрих-кодом	3.0 мл	13x75	Активатор тромбов	16 месяцев
2953	4,0 мл сгусток	4.0 мл	13x75	Активатор сгустка	16 месяцев
2971	5,0 мл Сгусток	5.0 мл	13x100	Активатор сгустка	17 месяцев
2906	6,0 мл сгустка	6.0 мл	13x100	Активатор сгустка	17 месяцев
2974	6 мл NaH K2EDTA	6.0 мл	13x100	Гепарин натрия K2EDTA	17 месяцев
2975	7 мл NaH K2EDTA	7.0 мл	13x100	Гепарин натрия K2EDTA	17 месяцев

ПРОБИРКИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СКОРОСТИ ОСЕДАНИЯ ЭРИТРОЦИТОВ (СОЭ)

ERYTHROCYTE SEDIMENTATION RATE (ESR) TUBES



- Пробирки для определения скорости оседания эритроцитов выпускаются в различных объемах, пригодных для ручного или автоматизированного измерения.
Erythrocyte sedimentation rate determination tubes are produced in different volumes suitable for manual measurement or automatic measurement.
- Пробирки с цитратом заполняют (3,2%) буферизованным раствором цитрата натрия.
Citrate tubes are filled with (3.2%) buffered sodium citrate solution.
- Может выпускаться как со штрихкодом, так и без него.
Can be produced with or without a barcode.
- Производятся все варианты объемов.
All volume variants are produced.
- Объем заполнения пробирок регулируется для получения соотношения 4:1 (кровь: цитрат)
The fill volume of the tubes are adjusted to obtain a 4:1 ratio (blood: citrate).


КОД ПРОДУКТА REF.NUM.	ЦВЕТ КОЛПАЧКА: ЧЕРНЫЙ / CAP COLOR: BLACK				СРОК ГОДНОСТИ ПРИ ХРАНЕНИИ SHELF LIFE
	ОПИСАНИЕ DESCRIPTION	ОБЪЕМ VOLUME	РАЗМЕР ПРОБИРКИ TUBE SIZE	СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	
2701	2 мл СОЭ ручная трубка	2.0 мл	13x75	4NC цитрат натрия 3,2%	18 месяцев
2702	2,4 мл СОЭ ручная трубка	2.4 мл	13x75	4NC цитрат натрия %3.2	18 месяцев
2705	2,4 мл СОЭ ручная трубка	2.4 мл	13x75	4NC цитрат натрия %3.8	18 месяцев
2703	Стеклянная трубка 1,6 мл СОЭ	1.6 мл	9x120	4NC цитрат натрия %3.2	12 месяцев
2706	Автоматическая система	1.6 мл	9x120	4NC цитрат натрия %3.8	12 месяцев
2704	Стеклянная трубка 1,6 мл СОЭ	1.28 мл	8x120	4NC цитрат натрия %3.2	12 месяцев
2707	Автоматическая система	1.8 мл	8x100	4NC цитрат натрия %3.2	12 месяцев
2708	Стеклянная трубка 1,28 мл СОЭ	5.0 мл	10.5x120	4NC цитрат натрия %3.2	12 месяцев

ПЭТ-ТРУБКА



PET TUBE

- Он производится из прозрачного биосовместимого ПЭТ сырья.
It is produced from transparent biocompatible PET raw material.
- Может использоваться в качестве пробирки для крови и вторичной пробирки.
It is suitable to be used as blood tube and secondary tube.
- Выпускается в вариантах 13*75, 13*100, 16*100.
Produced as 13*75, 13*100, 16*100.



Игла бабочка для взятия крови

SCALP VEIN SET- SAFETY

- В соответствии с требованиями, наборы для вен волосистой части головы могут быть снабжены адаптерами luer, крепящимися к трубке набора наконечников, что позволяет напрямую подключать набор для вен волосистой части головы к пробиркам для сбора крови.
According to the demand, scalp vein sets can be provided with luer-adapters assembled to the tip set's tube, which enables to directly contact scalp vein set to blood collection tubes.
- Они используются для забора крови из сложных или тонких вен.
They are used for blood collection from difficult or thin veins.



Different
Languages

Игла бабочка для взятия крови / SCALP VEIN SET - SAFETY

ТИП ПРОДУКТА/ PRODUCT TYPE	ЦВЕТА / COLOR	ТОЛЩИНА / THICKNESS
Игла бабочка для взятия крови SAFETY SCALP VEIN SET	ЗЕЛЕНый GREEN	21G 3/4 - 7"
Игла бабочка для взятия крови SAFETY SCALP VEIN SET	СИНИЙ BLUE	23G 3/4 - 12"



АППАРАТ ДЛЯ ВЗЯТИЯ КРОВИ

HOLDERS

- Наши держатели аппараты с наконечником luer позволяют брать кровь из сосудистого доступа без использования дополнительной иглы.
Our holders with luer tip enable blood collection from vascular access without any need for extra needle.
- Наши обычные держатели аппараты имеют две модели - безопасную и стандартную.
Our regular holders have two models as safety and standard.
- Одноразовые безопасные держатели аппараты оснащены защитным механизмом, позволяющим врачу прервать процедуру взятия крови безопасным и гигиеничным способом, не касаясь иглы после забора крови у пациента.
Our single-use safety holders have a safety mechanism which enables the practitioner to terminate the blood collection application in a safe and hygienic way without contacting the needle after collecting the blood from the patient.
- Существуют различные типы аппараты держателей, которые допускают одноразовое или многократное использование.
There are different types of holders that allow single use or multiple use.



Different
Languages



ИГЛЫ ДЛЯ СБОРА КРОВИ / ТИП ИГЛА БАБОЧКА

BLOOD COLLECTION / PEN TYPE NEEDLES



Different Languages

- Иглы для взятия крови позволяют брать кровь более чем из одной пробирки.
Blood collection needles allow to collect blood from more than one tube.
- Иглы для взятия крови поставляются в стандартной комплектации или в безопасном исполнении с различными калибрами.
Blood collection needles are provided as standard or safety version with different gauges.
- Производится стерильным.
Produced sterile.
- У нас есть уникальные запирающиеся и надежные держатели для наших игл для взятия крови / тип игла бабочка.
We have unique locked and secure holders for our blood collection / pen type needles.



ИГЛЫ ДЛЯ СБОРА КРОВИ / ТИП ИГЛА БАБОЧКА / PEN TYPE NEEDLE

ÇEŞİT / PRODUCT TYPE	RENK / COLOR	KALINLIK / THICKNESS
СТАНДАРТНЫЙ ЗАБОР КРОВИ / ТИП ИГЛА БАБОЧКА STANDARD BLOOD COLLECTION / PEN TYPE NEEDLE	розовый PINK	18G
СТАНДАРТНЫЙ ЗАБОР КРОВИ / ТИП ИГЛА БАБОЧКА STANDARD BLOOD COLLECTION / PEN TYPE NEEDLE	желтый YELLOW	20G
СТАНДАРТНЫЙ ЗАБОР КРОВИ / ТИП ИГЛА БАБОЧКА STANDARD BLOOD COLLECTION / PEN TYPE NEEDLE	зеленый GREEN	21G
СТАНДАРТНЫЙ ЗАБОР КРОВИ / ТИП ИГЛА БАБОЧКА STANDARD BLOOD COLLECTION / PEN TYPE NEEDLE	черный BLACK	22G
СТАНДАРТНЫЙ ЗАБОР КРОВИ / ТИП ИГЛА БАБОЧКА STANDARD BLOOD COLLECTION / PEN TYPE NEEDLE	синий BLUE	23G

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРОЦЕДУРЫ ВЗЯТИЯ КРОВИ С ПРОДУКЦИЕЙ TTT WORLD®



Different Languages



1

Продолжительность жгута не должна превышать 1 минуту



2

Место входа в вену следует протирать дезинфицирующим средством для кожи округлыми движениями. Следует дождаться высыхания дезинфицирующего средства.



3

Вводить в вену под углом 10-20 градусов.




4

Вставьте пробирку для забора крови TTT WORLD® в держатель.



5

Подождите, пока в пробирку не будет столько крови, сколько в вакууме.



6

Медленными движениями переверните пробирку 7-8 раз. По окончании забора крови вытяните пробирку, зафиксировав держатель одной рукой.




7

Обратите внимание на последовательность пробирок для взятия крови. Этот порядок следующий: пробирка для взятия крови Пробирка для сбора культуры крови / пробирка без добавок, пробирка для определения свертываемости крови, пробирка для сбора сыворотки (пустая или с гелем), пробирка с гепарином, пробирка с EDTA, пробирка с глюкозой и др. должны быть в виде пробирок.



8

Стерильная вата или гемостатический компресс прижать ленту к игле извлечь ее из вены



9

На предохранительном держателе закройте предохранительный колпачок над иглой.



10

Утилизируйте использованные вами одноразовые предметы в мусорном ведре в соответствии с правилами обращения с медицинскими отходами.

ПРОБИРКА ДЛЯ ВЗЯТИЯ МАЗКА – ПЦР

SWAB TUBE - PCR

- Используется для безопасного и гигиеничного переноса образца мазка, собранного со слизистой оболочки полости рта или носа в лабораторию.

Used for safe and hygienic transfer of the swab sample collected from oral or nasal mucosa to the laboratory.

- Содержит раствор для переноса SWAB.
Contains SWAB transfer solution.
- Выпускаются в размерах 13*75, 13*100, 16*100.
Produced as 13*75, 13*100, 16*100.




Different
Languages



ПРОБИРКИ ДЛЯ ЗАБОРА
КРОВИ TTT WORLD ®



TTT WORLD® BLOOD COLLECTION TUBES



Different Languages

Пробирка для анализа мочи (4 мл/9 мл)



URINE TUBE



Different Languages

ТИП ПРОДУКТА REF.NUM.	ЦВЕТ КОЛПАЧКА: ЖЕЛТЫЙ/ CAP COLOR: YELLOW	
	ОПИСАНИЕ DESCIRPTION	СРОК ГОДНОСТИ SHELF LIFE
02931	ВАКУУМНАЯ ПРОБИРКА ДЛЯ АНАЛИЗА МОЧИ (9 МЛ)	24 месяца
02973	НЕВАКУУМНАЯ ПРОБИРКА ДЛЯ АНАЛИЗА МОЧИ (4 МЛ)	24 месяца



СТАКАНЧИК ДЛЯ АНАЛИЗА МОЧИ БЕЗ ВАКУУМА

NON-VACUUM URINE CUP

- Вакуумные и невакуумные
Vacuum and Non-Vacuum
- Стерильные и нестерильные
Sterile and Non-sterile



СТАКАНЧИК ДЛЯ АНАЛИЗА МОЧИ

ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА

INTEGRATED URINE COLLECTION SYSTEM
WITH VACUUM URINE TUBE AND CUP

- 60 мл и 100 мл.
60 ml and 100 ml.
- Имеется конструкция крышки, подходящая для переливания жидкостей.
There is a cover design suitable for liquid transfer.



24-ЧАСОВОЙ КОНТЕЙНЕР ДЛЯ СБОРА МОЧИ

24 HOURS URINE COLLECTION CONTAINER



Different Languages

- Контейнеры для сбора мочи изготавливаются из полипропилена;
Urine collection containers are produced with polypropylene;
- Стерильные - нестерильные
Sterile - Non-sterile
- Вакуумные - невакуумные
Vacuum - Non-vacuum
- 24-часовые контейнеры для сбора мочи являются гигиеничными и состоят из разновидностей по назначению и применению.
24-Hour urine collection containers are hygienic and consists product and application varieties.



СТАКАНЧИК ДЛЯ СБОРА ФЕКАЛИЙ

STOOL CONTAINERS

СТАКАНЧИК ДЛЯ СБОРА ФЕКАЛИЙ С ЛОЖКОЙ

STOOL CONTAINER WITH SPOON

- Контейнеры для Сбора Фекалий обеспечивают гигиеническое удобство применения. Они выпускаются в различных объемах и с/без ложки.
Stool containers provide hygienic application comfort. They are produced with different volumes and with/without spoon options.
- Контейнеры для Сбора Фекалий с/без ложки производятся из полипропилена.
Stool containers with/without spoon are produced from polypropylene.



МЕДИЦИНСКИЙ ХЛОПОК

MEDICAL COTTON



Мягкая опора
Soft Support

Буфер
Buffer

Впитывающий
Absorbing

Защищающий
Protecting



Different
Languages

- Высокий уровень водопоглощения и удержания жидкости.

High-level water absorbance and liquid retention.

- Подходит для медицинских повязок благодаря своей впитывающей способности и стерильности.

Suitable for medical dressing thanks to its absorbing capacity and sterile option.

- Нет никаких факторов, ограничивающих срок хранения при надлежащих условиях температуры и влажности.

There is no limiting factor for the storage life under the proper temperature and humidity conditions.



ОДНОРАЗОВАЯ БАХИЛА

DISPOSABLE SHOE COVER

- Имея широкий спектр областей применения, одноразовые бахилы используются, в частности, в больницах, лабораториях, спортивных сооружениях, на предприятиях по приготовлению пищи и на фабриках, чувствительных к пыли. **Having a wide-range of areas of usage, disposable shoe covers are used especially in hospitals, laboratories, sport facilities, food-preparing facilities and dust-sensitive factories.**

- Чтобы препятствовать распространению инфекции, выпускается одноразовым и, при необходимости, стерильным. **In order to inhibit spread of infection, produced as single-use and if demanded, sterile.**

- Эластичный.
Elastic.



ЯЩИК ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ



MEDICAL WASTE BOX

- Это необходимо для медицинского облучения используемых лекарственных средств. Он используется для изоляции источников инфекции. Разработан в соответствии с требованиями охраны труда медицинских работников.

It is necessary for the medical radiations of used medicinal products. It is used to isolate sources of infection. Designed in accordance with the occupational safety of health workers.

- Он одноразовый
It is disposable
- Они уничтожаются вместе с продуктами в коробках.
They are destroyed together with the products in the boxes.
- Существуют различные размеры.
There are various sizes.



Different Languages



КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ОБРАЗЦОВ

SAMPLE CONTAINER

- Он используется для хранения образцов, взятых при патологии и всех медицинских операциях.
It is used to store samples taken in pathology and all medical operations.
- Расходный материал.
Disposable.
- Имеет различные размеры.
Has various sizes.
- Водонепроницаем
Watertight.
- Устойчив к низким и высоким температурам.
Resistant to low and high temperatures.



Шапочки Одноразовые

BONNET

- Подходит для всех сред, требующих соблюдения гигиены.
Suitable for all hygiene-requiring environments.
- Экологически чистый
Eco-friendly
- Антистатический
Anti-static.
- Практичная одиночная упаковка.
Practical single package.
- Воздухопроницаемый.
Breathable.



Different
Languages



ФАРТУКИ медицинские одноразовые

GOWN

- Ткань Sms.
Sms fabric.
- 45 гр+
45 gr+
- одноразовое использование.
single use.
- Обладает выталкиванием жидкости.
Has liquid pushing.
- Размер s-3xl.
Size s-3xl.
- Стерильный-нестерильный.
Sterile-nonsterile.
- Устойчив к проколам, разрывам и истиранию.
Resistant to puncture, tear and abrasion.
- На шее есть липучка, а на талии - шнурок.
There are adhesive section on the neck and a lace at the waist.



ГЕКСА ВИНИЛОВАЯ ПЕРЧАТКА

HEXA-VINYL GLOVE



Different
Languages

- Это альтернативный и стратегический продукт, специально производимый из производных винила.

It is an alternative and strategic product specially produced from vinyl derivatives.

- Он выпускается в малых, средних и больших размерах.

It is produced in small, medium and large sizes.

- Это стратегический продукт, производимый в качестве альтернативы стандартным перчаткам.

Is a strategic product produced as an alternative to the standard gloves.

- Подходит для использования с жидкими дезинфицирующими средствами.

Suitable for use with liquid disinfectants.

- Высокоточный продукт.

High precision product.

- экологически чистый.

eco-friendly.

- Не вызывает аллергии на средства, чувствительные к латексу.

Non-allerg c for latex sensitives.

- Произведено на нашем заводе в результате наших научно-исследовательских работ.

Produced in our factory as a result of our R&D studies.

- Не содержит порошка.

Powder-free.

- Подходит для использования в медицине, пищевой промышленности или в любой другой области, требующей гигиены, при безопасном и эргономичном использовании.

Suitable for medical, food or any field requiring hygiene with safe and ergonomic use.



СТЕРИЛЬНАЯ ЛАТЕКСНАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ ПЕРЧАТКА

STERILE LATEX SURGICAL GLOVE

- Выпускаются без порошка или с предварительным порошком
Procuded as Powder free or Pre-Powdered.
- Стерильный, анатомический дизайн
Sterile, anatomical design
- Текстурированная поверхность
Texture Surface
- Доступны размеры 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5.
6.5 / 7 / 7.5 / 8 / 8.5 sizes are available.



Different Languages

Электроды самоклеящиеся

TENS ELECTRODES

- Подходит для всех электротерапевтических тензоаппаратов.
Suitable for all electrotherapy-tens devices.
- Не содержит ПВХ и латекса, антиаллергичен.
Does not contain PVC and latex, anti-allergic.
- Размер: 5x5 см
Size : 5x5 cm





ВОЕННАЯ АПТЕЧКА ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

EMERGENCY / MILITARY FIRST AID KIT



СОДЕРЖАНИЕ КОМПЛЕКТА/ KIT CONTENT			
Номер	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА PRODUCT NAME	СПЕЦИФИКАЦИЯ SPECIFICATION	КОЛИЧЕСТВО QTY
01	Назофарингеальная трубка размером 28 калибров	28фр	1
02	Ожоговая повязка 10 см x 10 см	10 см x10 см	1
03	Z-образно сложенная марля с коагулянтным фактором (Com. Gauze)	7,5*180 CM	1
04	Жгут для руки	3,8*96CM	1
05	Эластичный бинт	10CM*1.5M	1
06	Ножницы для бинтов Lister	15 см	1
07	Марля 5х5 хгау 5шт	5*5см 5шт/упак	1
08	Марлевый компресс для брюшной полости 45х45 хгау	45*45	1
09	Уплотнение грудной клетки	6.5"	1
10	Израильский бандаж OLAES Модульный бандаж с плоской складкой	10 см*4,5 м	1
11	Перчатка	L	1
12	Декомпрессионная игла	14G	1
13	Термоодеяло/аварийно-спасательное одеяло	130*210CM	1
14	Инжектор TTT WORLD объемом 5 куб.см	5 cc	2
15	Ампула для поверхностной анестезии лидокаином		1
16	Ампула с обезболивающим		1
17	Пустой пакет	20*8*15cm	1






Different
Languages

МАРКИРОВОЧНЫЕ СИМВОЛЫ ДЛЯ ЗАБОРА КРОВИ TTT WORLD®

	Только однократное использование	STERILE EO	Стерилизация этиленоксидом
	Срок годности	STERILE R	Радиационная стерилизация
LOT	Номер партии	CE	Маркировка CE См. инструкцию по
REF	Референс-номер	IVD	Медицинский прибор для диагностики in vitro
	Дата производства		См. инструкцию по применению
	Производитель		Ограничение по температуре
	Защищать от воздействия солнечных лучей		Без латекса
	Не используйте продукт с поврежденной упаковкой.		2-й раз стерилизовать нельзя





AVRUPA'YA ÇİN'DEN VE ABD'DEN DAHA FAZLA ÜRÜN SATIYORUZ

Sağlık malzemelerinde bağımlılık azalıyor

Türkiye, pandemiyle yerli ve yurtdışı tıbbi malzemelerin üretiminde önemli başarılar kazandı. Bu dönemde, Çin'den ve ABD'den daha fazla ürün satılıyor. Sağlık malzemelerinde bağımlılık azalıyor.



Çin'den ve ABD'den daha fazla ürün satılıyor
Türkiye, pandemiyle yerli ve yurtdışı tıbbi malzemelerin üretiminde önemli başarılar kazandı. Bu dönemde, Çin'den ve ABD'den daha fazla ürün satılıyor. Sağlık malzemelerinde bağımlılık azalıyor.

Çin'den ve ABD'den daha fazla ürün satılıyor. Türkiye, pandemiyle yerli ve yurtdışı tıbbi malzemelerin üretiminde önemli başarılar kazandı. Bu dönemde, Çin'den ve ABD'den daha fazla ürün satılıyor. Sağlık malzemelerinde bağımlılık azalıyor.

Avrupa'ya Çin'den ve ABD'den daha fazla ürün satılıyor. Türkiye, pandemiyle yerli ve yurtdışı tıbbi malzemelerin üretiminde önemli başarılar kazandı. Bu dönemde, Çin'den ve ABD'den daha fazla ürün satılıyor. Sağlık malzemelerinde bağımlılık azalıyor.

Türkiye, pandemiyle yerli ve yurtdışı tıbbi malzemelerin üretiminde önemli başarılar kazandı. Bu dönemde, Çin'den ve ABD'den daha fazla ürün satılıyor. Sağlık malzemelerinde bağımlılık azalıyor.

NIĞ'DE'DEKİ YATIRIMLA 500 KİŞİYE DE İŞ SAĞLANACAK

İlk yılda 350 milyon TL'lik



Stratejik sağlık ürünlerine 500 milyon TL'lik yatırım ile enjeksiyon, kan tüpü ve serum satışı yerli olarak üretilecek

Sağlık sanayinde dev yatırım

Sağlık sanayinde dev yatırım. Türkiye, pandemiyle yerli ve yurtdışı tıbbi malzemelerin üretiminde önemli başarılar kazandı. Bu dönemde, Çin'den ve ABD'den daha fazla ürün satılıyor. Sağlık malzemelerinde bağımlılık azalıyor.



Sağlık sanayinde dev yatırım. Türkiye, pandemiyle yerli ve yurtdışı tıbbi malzemelerin üretiminde önemli başarılar kazandı. Bu dönemde, Çin'den ve ABD'den daha fazla ürün satılıyor. Sağlık malzemelerinde bağımlılık azalıyor.



ERDOĞAN'IN TALİMATIYLA
Sağlıkta tam bağımsızlık dönemi
Türkiye, pandemiyle yerli ve yurtdışı tıbbi malzemelerin üretiminde önemli başarılar kazandı. Bu dönemde, Çin'den ve ABD'den daha fazla ürün satılıyor. Sağlık malzemelerinde bağımlılık azalıyor.

Türkiye kan tıbbi ürünleri ihracatçı konuma geçti
Türkiye, pandemiyle yerli ve yurtdışı tıbbi malzemelerin üretiminde önemli başarılar kazandı. Bu dönemde, Çin'den ve ABD'den daha fazla ürün satılıyor. Sağlık malzemelerinde bağımlılık azalıyor.

Türk hekim korona tespiti için idrar kiti geliştirdi
Türk hekim, korona virüsünü tespit etmek için idrar kiti geliştirdi. Bu, Türkiye'nin sağlık sanayindeki önemli başarılarından biridir.



Virüsü lehimize çevirebiliriz

Sağlık Yatırımcıları Derneği Başkanı Dr. İhsan Şahin, virüsü lehimize çevirebiliriz ve dünya pazarının yüzde 20'sini bir yılda ele geçirebiliriz dedi. Dr. Şahin, virüsü lehimize çevirebiliriz ve dünya pazarının yüzde 20'sini bir yılda ele geçirebiliriz dedi.



Dr. İhsan Şahin'in verdiği bilgiye göre Türkiye'de her yıl 1.5 milyar adet iğne ucu tüketiliyor. Bunun için dışarıya yaklaşık 150-200 milyon dolar ödüyor.

T.C. İSTANBUL ANADOLU 8. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ'NDEN

Бренд TTT World® создан компанией SILA GROUP на основе канадского ноу-хау с целью производства экономически эффективных и инновационных товаров для здоровья и медицины на мировом рынке и медицинских расходных материалов на уровне мировых стандартов качества за счет использования передовых технологий.

"Всегда востребован"

*TTT World® brand is established
by SILA GROUP with Canadian know how with the
aim of producing cost-effective, and innovative health
and medical consumable products at the global
quality standards by using leading- edge technology.*

TTT

WORLD

Canadian Technology

**Oğulbey Mahallesi 3059. Cadde
No: 5 Gölbaşı / Ankara - TÜRKİYE**

+90 312 615 55 06

+90 312 615 55 07

info@tttworld.com

www.tttworld.com

TTTWORLD® bir SILA Grup markasıdır

www.silagrp.com



Different Languages